



Gebrauchsanweisung Fertilitäts-Gel

(DE) Fertilitäts-Gel – Gebrauchsanweisung

(EN) Fertility Gel – Instructions for use

(FR) Gel de fertilité – Notice d'utilisation

(IT) Gel di fertilità – Istruzioni per l'uso



GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH
Münchener Str. 21 | DE-85123 Karlskron
post@elanee.de | www.elanee.de



Türkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal Temizlik
Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
No.45/5 TR-34522 Esenyurt/Istanbul
T +90 212 428 6848 Pbx F +90 212 428 6853
info@turkuazsaglik.com.tr
www.turkuazsaglik.com.tr

GA-112-01

Datum der Erstellung der

Gebrauchsanweisung:

2025-11-07

CE 2292

(DE) Fertilitäts-Gel – Gebrauchsanweisung (Medizinprodukt)

Liebe Kundin,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Fertilitäts-Gel entschieden haben! Die Gebrauchsanweisung soll Ihnen helfen, das Produkt möglichst optimal einzusetzen. Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Anregungen zur Verfügung!

Ihr ELANEE-Team

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Fertilitäts-Gel verwenden. Werfen Sie die Gebrauchsanweisung nicht weg, damit Sie sie bei Bedarf erneut lesen können.

1. Produktinhalt

- 6 Tuben Fertilitäts-Gel à 5 ml
- 1 Gebrauchsanweisung

2. Zweckbestimmung/Indikationen

Das ELANEE Fertilitäts-Gel unterstützt die Beweglichkeit der Spermien auf dem Weg zur Eizelle und erhöht somit die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung.

Außerdem ist das Gel wirksam bei der Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit der Spermien, da es eine Umgebung simuliert, in der Spermien überleben können.

Wirkungsweise:

Das Fertilitäts-Gel ist so zusammengesetzt, dass es ein pH-Milieu schafft, das optimale Überlebensbedingungen für Spermien bietet. Es enthält Magnesium- und Calciumionen, um die Empfängnis zu unterstützen.

3. Anwendung

Das Fertilitäts-Gel wird vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide appliziert.

1. Entnehmen Sie die Tube aus dem Beutel. Brechen Sie die Spitze der Tube ab, indem Sie den dünnen Teil seitlich abknicken.

2. Führen Sie die Tubenspitze, wie abgebildet, in die Scheide ein und drücken Sie den unteren Teil der Tube langsam zusammen.

4. Sicherheitshinweise

Kontraindikationen:

- Infektion im Genitalbereich

- Irritierter Genitalbereich
- Bekannte allergische Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe
- Stillzeit
- Übermäßige vaginale Flüssigkeitssekretion

Nebenwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Beachtung der Sicherheitshinweise sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Warnungen:

- Das Fertilitäts-Gel ist kein Verhütungsmittel.
- Nicht als Vaginalgleitgel verwenden.
- Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Nicht schlucken.
- Den gesamten Inhalt der Tube verwenden, nicht für eine zweite Anwendung aufbewahren.
- Führen Sie nach der Anwendung und nach dem Geschlechtsverkehr die allgemeine persönliche Hygiene durch.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht anwenden bei Personen mit Allergie gegen die Inhaltsstoffe.
- Nicht nach einer Kürettage anwenden.

5. Aufbewahrung, Haltbarkeit und Lagerung

Zwischen 5 °C und 30 °C aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. An einem trockenen und kühlen Ort lagern.

6. Entsorgungshinweise

Bitte trennen Sie die einzelnen Verpackungsbestandteile und führen Sie diese dem jeweiligen Recyclingsystem zu. Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien.

7. Inhaltsstoffe

Aqua, Hypromellose, Methyl Paraben Sodium, Mono Sodium Phosphate Anhydrous, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, Magnesium Chloride, Calcium Chloride, Glycerin, Sodium Hydroxide, Citric Acid

8. Erläuterung der verwendeten Symbole

	Gebrauchsanweisung beachten
	Medizinprodukt
	Chargenbezeichnung
	Hersteller
	Mindesthaltbarkeitsdatum
	Vertriebspartner
	Temperaturgrenzwerte
	Eindeutige Produktidentifizierung
	Katalognummer
	Vor Sonnenlicht schützen
	Unsteril
	Achtung!
	Vor Feuchtigkeit schützen
	Nicht wiederverwenden
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
	Modell-Nummer

(EN) Fertility Gel – Instructions for Use (Medical Device)

Dear Customer,

Thank you for choosing our Fertility Gel! These instructions will help you to use the product in an optimal way. Please read the instructions for use – in particular the "safety instructions" carefully, before the initial application of the Fertility Gel! We would be glad to respond

to your queries or suggestions!

Your ELANEE Team

Please read the instructions for use carefully before using the Fertility Gel. Do not discard the instructions so you can consult them again if necessary.

1. Product contents

- 6 tubes of Fertility Gel, 5 ml each
- 1 instructions for use

2. Intended use/Indications

ELANEE Fertility Gel supports the motility of sperm as they reach the egg, thus increasing the probability of fertilization. In addition, its content is effective in maintaining their viability, as it simulates the environment in which sperm can survive.

Mechanism of action:

The Fertility Gel is formulated to provide a pH balance to increase the survival of the sperm. It contains magnesium and calcium ions to support conception.

3. Application

Fertility Gel is applied inside the vagina before sexual intercourse.

1. Remove the tube from the sachet. Break off the tip of the tube by bending the thin part sideways.
2. Place the tip of the tube inside the vagina as shown and gently squeeze the bottom of the tube.

4. Safety instructions

Contraindications:

- Infection in the genital area
- Irritated genital area
- Known allergic reaction to one of the ingredients
- Breastfeeding
- Excessive vaginal secretion

Side Effects:

When used as directed and safety instructions are followed, no side effects are known.

Warnings:

- Fertility Gel is not a contraceptive.
- Do not use as a vaginal lubricant.
- Avoid contact with eyes.
- Do not swallow.
- Use the entire contents of the tube; do not store for a second application.
- Perform general personal hygiene after application and after intercourse.
- Keep out of reach of children.
- Do not use if allergic to the ingredients.
- Do not use after curettage.

5. Storage, shelf life and handling

Store between 5 °C and 30 °C. Protect from direct sunlight. Store in a dry and cool place.

6. Disposal Instructions

Please separate the individual packaging components and dispose of them in the respective recycling system. Please observe regional disposal regulations.

7. Ingredients

Aqua, Hypromellose, Methyl Paraben Sodium, Mono Sodium Phosphate Anhydrous, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, Magnesium Chloride, Calcium Chloride, Glycerin, Sodium Hydroxide, Citric Acid

8. Explanation of symbols used

	Observe the instructions for use
	Medical device
	Batch number
	Manufacturer
	Use by
	Distributor
	Temperature limits

	Unique Device Identifier
	Catalog number
	Protect from sunlight
	Non-sterile
	Attention!
	Protect from moisture
	Single use only
	Do not use if the packaging is damaged
	Date of Manufacture (Month/Year)
	Model Number

Date of preparation of the instructions for use: 2025-11-07

(FR) Gel de fertilit  - Notice d'utilisation
(Dispositif m dical)

Ch re cliente,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre Gel de fertilit  ! Cette notice d'utilisation doit vous aider   utiliser le produit de fa on optimale. Veuillez lire le mode d'emploi – en particulier la section «consignes de s curit », attentivement avant la premi re utilisation du Gel de Fertilit  ELANEE. Nous sommes volontiers   votre disposition si vous avez des questions ou des suggestions! Votre  quipe ELANEE

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le gel de fertilit . Ne la jetez pas afin de pouvoir la consulter   nouveau en cas de besoin.

1. Contenu du produit

- 6 tubes de gel de fertilit  de 5 ml chacun
- 1 notice d'utilisation

2. Destination pr vue/Indications

Le gel de fertilit  ELANEE favorise la mobilit  des spermatozoïdes lorsqu'ils atteignent l'ovule, augmentant ainsi la probabilit  de f condation. De plus, son contenu est efficace pour maintenir leur viabilit  car il simule l'environnement dans lequel les spermatozoïdes peuvent survivre.

Mode d'action :

Le gel de fertilit  est formul  pour fournir un  quilibre du pH afin d'augmenter la survie des spermatozoïdes. Il contient des ions magn sium et calcium pour soutenir la conception.

3. Application

Le gel de fertilit  doit  tre appliqu    l'int rieur du vagin avant le rapport sexuel.

1. Retirez le tube du sachet. Cassez l'extr mit  du tube en pliant la partie fine sur le c t .
2. Placez l'embout du tube   l'int rieur du vagin comme indiqu  et pressez doucement le bas du tube.

4. Consignes de s curit 

Contre-indications :

- Infection dans la zone g nitale
- Zone g nitale irrit e
- R action allergique connue   l'un des ingr dients
- Allaitement
- S cr tion vaginale excessive

Effets secondaires :

Lorsqu'il est utilis  conform ment aux instructions, aucun effet secondaire n'est connu.

Avvertissements :

- Le gel de fertilit  n'est pas un contraceptif.
- Ne pas utiliser comme lubrifiant vaginal.
-  viter tout contact avec les yeux.
- Ne pas avaler.
- Utiliser tout le contenu du tube ; ne pas conserver pour une seconde application.
- Effectuer une hygi ne personnelle g n rale apr s l'application et apr s le rapport sexuel.
- Tenir hors de port e des enfants.

- Ne pas utiliser en cas d'allergie aux ingr dients.
- Ne pas utiliser apr s un curetage.

5. Stockage, dur e de conservation et conditions de stockage

Conserver entre 5  C et 30  C. Prot ger de la lumi re directe du soleil. Conserver dans un endroit frais et sec.

6. Instructions d' limination

Veuillez s parer les diff rents composants de l'emballage et les  liminer dans le syst me de recyclage appropri . Veuillez respecter les r glementations locales.

7. Ingr dients

Aqua, Hypromellose, Methyl Paraben Sodium, Mono Sodium Phosphate Anhydrous, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, Magnesium Chloride, Calcium Chloride, Glycerin, Sodium Hydroxide, Citric Acid

8. Explication des symboles utilis s

	Suivre les notices d'utilisation
	Dispositif m�dical
	Num�ro de charge
	Fabricant
	Date de p�remption
	Distributeur
	Limites de temp�rature
	Identifiant unique des dispositifs
	Num�ro de catalogue
	Prot�ger des rayons du soleil
	Non st�rile
	Attention !
	Prot�ger de l'humidit�
	� usage unique
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommag�
	Date de fabrication (mois/ann�e)
	Num�ro de mod�le

Date de cr ation de la notice d'utilisation : 2025-11-07

(IT) Gel di fertilit  –
Istruzioni per l'uso (Dispositivo medico)

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il nostro gel di fertilit ! Le presenti istruzioni per l'uso La aiuteranno a utilizzare il prodotto in modo ottimale. La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso – in particolare le „Avvertenze per la sicurezza”, prima di utilizzare il Gel di fertilit  per la prima volta!

Siamo   Sua disposizione per quesiti o commenti! Il Suo team ELANEE

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il gel di fertilit . Non gettare le istruzioni per poterle consultare nuovamente se necessario.

1. Contenuto del prodotto

- 6 tubi di gel di fertilit  da 5 ml ciascuno
- 1 foglio di istruzioni

2. Destinazione d'uso/Indicazioni

Il gel di fertilit  ELANEE sostiene la motilit  degli spermatozoï mentre raggiungono l'ovulo, aumentando cos  la probabilit  di fecondazione. Inoltre, il suo contenuto   efficace nel mantenere la loro vitalit  poich  simula l'ambiente in cui gli spermatozoï possono sopravvivere.

Meccanismo d'azione:

Il gel di fertilit    formulato per fornire un equilibrio di pH al fine di aumentare la sopravvivenza degli

spermatozoï. Contiene ioni di magnesio e calcio per supportare il concepimento.

Utilizzo:

Il gel di fertilit  deve essere applicato all'interno della vagina prima del rapporto sessuale.

1. Rimuovere il tubo dalla bustina. Spezzare la punta del tubo piegando lateralmente la parte sottile.
2. Inserire la punta del tubo all'interno della vagina come mostrato e premere delicatamente la parte inferiore del tubo.

4. Avvertenze di sicurezza

Controindicazioni:

- Infezione nella zona genitale
- Zona genitale irritata
- Reazione allergica nota a uno degli ingredienti
- Allattamento
- Eccessiva secrezione vaginale

Effetti collaterali:

Se utilizzato secondo le istruzioni, non sono noti effetti collaterali.

Avvertenze:

- Il gel di fertilit  non   un contraccettivo.
- Non usare come lubrificante vaginale.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Non ingerire.
- Utilizzare tutto il contenuto del tubo; non conservare per una seconda applicazione.
- Eseguire un'igiene personale generale dopo l'applicazione e dopo il rapporto sessuale.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare in caso di allergia agli ingredienti.
- Non usare dopo un raschiamento.

5. Conservazione, durata e stoccaggio

Conservare tra 5  C e 30  C. Proteggere dalla luce solare diretta. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

6. Istruzioni per lo smaltimento

Separare i diversi componenti dell'imballaggio e smaltirli nel sistema di riciclaggio appropriato. Rispettare le normative locali.

7. Ingredienti

Aqua, Hypromellose, Methyl Paraben Sodium, Mono Sodium Phosphate Anhydrous, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate, Magnesium Chloride, Calcium Chloride, Glycerin, Sodium Hydroxide, Citric Acid

8. Spiegazione dei simboli utilizzati

	Rispettare le istruzioni per l'uso
	Dispositivo medico
	Numero di lotto
	Fabbricante
	Utilizzabile entro
	Partner di vendita
	Limiti di temperatura
	Identificativo unico del dispositivo
	Numero di catalogo
	Proteggere dai raggi solari
	Non sterile
	Attenzione!
	Proteggere dall'umidit�
	Esclusivamente monouso
	Non utilizzare il cerotto se la confezione � danneggiata
	Data di fabbricazione (mese/anno)
	Numero di modello

Data di redazione delle istruzioni per l'uso: 2025-11-07